

Gel barrière gingival photopolymérisable EASY DAM





Description du produit :

Sincera Teeth Whitening Gingival Protection Barrier Indications: Protect gingival and teeth during whitening procedure.

— GEL DE BARRIÈRE GINGIVALE PHOTODURCISSABLE

Le gel de barrière gingivale photodurcissable SINCERA Easy Dam intègre les dernières technologies : il offre un temps de durcissement court et s'enlève facilement.

Indications : protège les gencives et les dents pendant les procédures de blanchiment.

— SÉCHAGE RAPIDE

S'applique facilement directement aux endroits souhaités dans la bouche grâce à un système simple d'application par seringue et embout

— MANIPULATION FACILE

Il suffit d'utiliser un explorateur ou un autre instrument pour détacher proprement la résine durcie des contre-dépouilles, puis de la jeter.

— BONNE ÉTANCHÉITÉ

Une bonne étanchéité des bords protège efficacement les tissus mous, garantissant ainsi leur confort pendant le traitement.

— Conditionnement

Couleur bleue, 1,2 ml ou 3 ml par seringue

Avantages :

1. Polymérisation rapide à la lumière, gain de temps.
2. Bonne étanchéité au niveau des marges, protection efficace des gencives et des dents.
3. Peut être retiré d'un seul tenant, facile à manipuler.