

Apprêt EXCELLOUS à base de zircone et de métal



EXCELLOUS Zirconia and Metal Primer

EXCELLOUS Zirconia and Metal Primer is for indirect restoration surface treatment of zirconia, resin composite, metal and ceramic, which can directly produce the force of chemical bonding with self adhesive dual cure resin cement.

MDP

Zirconia and metal



Improve Bonding Strength

Description du produit :

Le primer EXCELLOUS pour zircone et métal est un primer universel sans acide fluorhydrique. Il contient un mélange de méthacrylates capable d'activer directement la surface inerte de la zircone et du métal, ce qui permet d'améliorer considérablement la résistance d'adhérence. Indications : ce primer est destiné au traitement de surface de la zircone et des matériaux métalliques dans le cadre de restaurations indirectes.

- Améliore efficacement la résistance de l'adhérence

L'apprêt EXCELLOUS pour zircone et métal est adapté

au traitement des matériaux de restauration indirecte, tels que la zircone et le métal. Il permet d'obtenir une forte adhérence chimique avec le ciment résine, en particulier le ciment résine auto-adhésif à double polymérisation Sincera. Aucun adhésif n'est nécessaire, ce qui réduit efficacement l'épaisseur du film et facilite la mise en place de la restauration, tout en garantissant la stabilité à long terme de l'adhérence.

- Un seul flacon pour le traitement universel de tous les types de restaurations

Cet agent de prétraitement permet de traiter la zircone et le métal. Il convient à divers types de couronnes et de bridges en zircone, ainsi qu'à diverses restaurations métalliques. Un seul flacon d'agent de traitement suffit pour répondre aux besoins d'une grande variété d'applications cliniques.

Avantages :

1. Application universelle. UNIPRIME convient au traitement de la plupart des matériaux de restauration indirecte, notamment la céramique, la zircone, l'alumine, les métaux et les métaux précieux. Il est également compatible avec tous les ciments résineux et adhésifs dentaires disponibles sur le marché.
2. Utilisation efficace et sûre. Grâce à UNIPRIME, il n'est plus nécessaire d'utiliser de l'acide fluorhydrique pour graver la surface des matériaux. Cela améliore l'efficacité et évite les risques liés à l'acide fluorhydrique.

3、Amélioration significative de la résistance d'adhérence. La nouvelle technologie à base de méthacrylates multiples garantit une excellente amélioration de la résistance d'adhérence.