

PRIMO BOND V – Adhésif dentaire photopolymérisable





Description du produit :

PRIMO BOND V

Adhésif dentaire photopolymérisable

Indications :

1. Collage pour toutes les catégories de restaurations directes à base de composite photopolymérisable
2. Réparation de restaurations en composite fracturées
3. Collage de tenons et de moignons

— FAIBLE ÉPAISSEUR DU FILM

5 µm seulement. Épaisseur de film extrêmement faible, réduisant au minimum l'impact de la pose

et de la manipulation de la restauration.

— HAUTE RÉSISTANCE D'ADHÉSION

Liaison de 5e génération avec technique de mordantage total. Haute résistance d'adhésion

— PROTECTION HERMÉTIQUE

Utilisation d'une technologie de pointe au niveau international, associant des monomères de résine et des solvants, pour obturer efficacement les tubules dentinaires et réduire la sensibilité postopératoire

— Conditionnement

Flacon de 5 ml * 1

Avantages :

1. Adhésif de 5e génération utilisant la technique de mordantage total
2. Compatible avec tous les types de composites photopolymérisables
3. Haute résistance d'adhérence
4. Pénètre facilement dans les tubules dentinaires et permet d'éviter les sensibilités post-opératoires